



SURGICALL

*Su proveedor de confianza en
material hospitalario*

BATERÍAS MÉDICAS



WWW.SURGICALL.ES

DESFIBRILADORES

**BATERÍA 12V 2AH PARA DESFIBRILADOR
RESPONDER 3000**
REF: 43.888.8234



**BATERÍA 12V 7,5AH
PARA DESFIBRILADOR
REANIBEX 200**
REF: 43.888.8883



**BATERÍA 14,8V 6AH
PARA DESFIBRILADOR
HEARTSTART MRX**
REF: 43.888.8363



**PILA LITIO 12V 7,5AH
PARA DESFIBRILADOR
PHYSIO-CONTROL
LP500**
REF: 43.888.8489



**BATERÍA PARA
DESFIBRILADOR
POWERHEART DE
SCIENCE CARDIAC G5**
REF: 43.888.1203



**PILA LITIO 12V 4,2AH
PARA DESFIBRILADOR
DSA HEARTSTART FR2**
REF: 43.888.8328



**BATERÍA 11,1V 7,2AH
PARA DESFIBRILADOR
PHYSIO-CONTROL LP 12**
REF: 43.888.8842

MONITORES

**BATERÍA 14.4V 2.2AH PARA SCD
EXPRESS COVIDIEN**
REF: 43.888.8952



**BATERÍA 10,8V 6AH
PARA MONITOR
INTELLIVUE MP20**
REF: 43.888.8486



**BATERÍA 11,1V 7.8AH
PARA MONITOR
SURESIGN VM SERIES**
REF: 43.888.8497



**BATERÍA 7,4V 4,7AH
PARA SMART MONITOR
RESPIRONICS 2PS**
REF: 43.888.1221



**BATERÍA 11.1V 2.6AH
PARA MONITOR MINDRAY
VS600/VS900**
REF: 43.888.1182



**BATERÍA 12V 1,9AH
PARA MONITOR
LIFESCOPE A**
REF: 43.888.8774



**BATERÍA 6V 6,5AH
PARA MONITOR
SIRECUST 341**
REF: 43.888.8580

MOTORES QUIRÚRGICOS

**BATERÍA 9,6V PARA TALADRO
STRYKER SYSTEM 6**
REF: 43.888.8791



**BATERÍA 9.6V 1.05AH
PARA MOTOR
QUIRÚRGICO
GA666 BRAUN**
REF: 43.888.1050



**BATERÍA 10.8V
PARA SIERRA
QUIRÚRGICA
AB450 DE SOUTTER**
REF: 43.888.1124



**BATERÍA 9.6V 600MAH
PARA MOTOR
QUIRÚRGICO STRYKER
MOD. PEQ. 4222**
REF: 43.888.8620



**BATERÍA 9.6V 0.6AH
PARA SIERRA
QUIRÚRGICA
STRYKER 4212**
REF: 43.888.1068



**BATERÍA 10.8V 2.2AH
PARA SIERRA
QUIRÚRGICA
STRYKER 7126**
REF: 43.888.8963



**BATERÍA 9.6V 0.6AH
PARA SIERRA
QUIRÚRGICA
STRYKER 4212**
REF: 43.888.8740

ECG

BATERÍA 12V 2AH PARA ECG 101G BIOCARE

REF: 43.888.1218



BATERÍA 21,6V 2,3AH
PARA ECG
AT10 PLUS
REF: 43.888.8209



BATERÍA 12V 2,3AH
PARA ECG
CARDIOFAX 8023G
REF: 43.888.8423



BATERÍA 9,6V 1,7AH
PARA ECG
CARDIMAX
FX7202
REF: 43.888.8192



BATERÍA 12V 1,2AH
PARA ECG
ELECTROCARDIOGRAFO
ELI 50 MORTARA
REF: 43.888.8958



BATERÍA 9,6V 3AH
PARA ECG
3500 BIOSSET
REF: 43.888.1330



BATERÍA 12V 1,8AH
PARA ECG CARDIMAX
FCP2201U
REF: 43.888.8191

ELEVADORES



BATERÍA 12V 2,3AH
PARA ELEVADOR
DE ENFERMOS ARJO
MAXI SKY 440
REF: 43.888.8587



BATERÍA 24V 2,5AH
PARA ELEVADOR
DE ENFERMOS
MAXI TWIN
REF: 43.888.8563



BATERÍA 24V 4AH
PARA MARISA,
BOLÉRO,
CALYPSO
REF: 43.888.8029



BATERÍA 24V 2,4AH
PARA ELEVADOR
DE ENFERMOS
SARITA
REF: 43.888.8035



BATERÍA 24V 4AH
PARA ELEVADOR DE
ENFERMOS MARISA,
BOLÉRO, CALYPSO
REF: 43.888.8030



BATERÍA 24V 1,3AH
PARA ELEVADOR
DE ENFERMOS LINAK
ENTERPRISE 8000
REF: 43.888.1188

OXÍMETROS



BATERÍA 6V 2,5AH
PARA OXÍMETRO
N+
REF: 43.888.8406



BATERÍA 7,2V 3,2AH
PARA OXÍMETRO
SAT 805 BITMOS
REF: 43.888.8944



BATERÍA 6V 4AH
PARA OXÍMETRO
DE PULSO 506
CRITICARE SYSTEM
REF: 43.888.8960



BATERÍA 4,8V 1,7AH
PARA OXÍMETRO
DE PULSO RDS2
REF: 43.888.8368



BATERÍA 8V 2,5AH
PARA OXÍMETRO
DE PULSO ASAT
REF: 43.888.8046



BATERÍA 3,7V 1,8AH
PARA OXÍMETRO
DE PULSO
PALMCARE ECONET
REF: 43.888.9013

MUCOSIDAD



BATERÍA 12V 3AH
PARA ASPIRADOR
DE MUCOSIDAD
BLEUE
REF: 43.888.8015



BATERÍA 7,2V 4,5AH
PARA ASPIRADOR
DE MUCOSIDAD
C161
REF: 43.888.8891



BATERÍA 6V 940MAH
PARA
BILIRRUBINÓMETRO
BILICHECK
REF: 43.888.8519



BATERÍA 12V 2,2AH
PARA ASPIRADOR
DE MUCOSIDAD
LSU LAERDAL
REF: 43.888.8966



BATERÍA 12V 1,8AH
PARA ASPIRADOR
DE MUCOSIDAD
STR5
REF: 43.888.8331



BATERÍA
PARA
BILIRRUBINÓMETRO
JM - 105 DRAGER
REF: 43.888.9075

BILIRRUBINÓMETROS

La salud es un sector particularmente sensible, que requiere una fiabilidad irreprochable y rendimiento del 100% de las fuentes de energía autónomas, para que puedan funcionar inmediatamente y en cualquier circunstancia, por eso requieren un seguimiento constante de la calidad, para que cada aparato aporte una seguridad óptima a los pacientes.

Ponemos a su disposición el mayor surtido del mercado español en pilas y baterías para uso médico, con más de 2000 referencias, en su mayoría procedentes de las marcas más famosas:

 **YUASA Panasonic VARTA PHILIPS SAFT mindray**

Cubrimos todas sus necesidades, le aseguramos su búsqueda de baterías: para desfibriladores, para ECG, para motores quirúrgicos, para pulsioxímetros, para monitores de presión arterial, para ecógrafos, para bilirrubinómetros, para bombas de jeringa, para termómetros, para incubadoras, para pesa-bebés y pesa-personas, para aspiradores de mucosidades, para respiradores, para ventiladores, para mesas quirúrgicas, para grúas elevadoras de enfermos, para sillas eléctricas y scooters, etc.

ENCUENTRE LO QUE NECESITE CON NUESTRO **BUSCADOR INTELIGENTE**

Búsqueda de productos

DESFIBRILADOR_



Acceda a surgicall.es y busque por:

- ✓ Categoría
 - ✓ Voltaje
 - ✓ Fabricante
 - ✓ Nombre
 - ✓ Capacidad
 - ✓ Referencia Original
- y le mostraremos las opciones disponibles.

Para muchas aplicaciones le ofrecemos diferentes alternativas: baterías originales, compatibles y reacondicionadas.

Las baterías genéricas y compatibles son una alternativa más económica que las baterías originales, sin menoscabar su calidad que es equivalente e incluso superior a productos de marca; debido a nuestro esfuerzo de selección para conseguir una **excelente relación calidad/precio**.

¿ES POSIBLE REEMPLAZAR UNA BATERÍA ORIGINAL POR UNA BATERÍA DE MARCA DIFERENTE?

Totalmente posible, pero necesariamente deberá tener las mismas características y respetar el nivel de calidad. Sin embargo, para ciertos aparatos como los desfibriladores solamente proporcionamos baterías originales.

REACONDICIONAMIENTO DE BATERÍAS

Consulte nuestro servicio de montaje y ensamblaje de packs de baterías para equipos obsoletos, en desuso o especiales.



982 049 136



info@surgicall.es