



## INSTRUMENTOS DE CRIOCIRUGÍA DE ALTA CALIDAD



Liquid  
Freezing®

En el método **CRYOALFA® Liquid Freezing®** el óxido nitroso ( $N_2O$ ) se aplica directamente en la zona a tratar mediante un tratamiento microcapilar.

El efecto de congelación y la temperatura de trabajo de  $-89\text{ }^\circ\text{C}$  permanecen constantes durante el tratamiento. Después de unos 12 segundos, el tejido tratado se congela en un diámetro de 10 mm y una profundidad de 3mm.



Congelación  
por contacto

En el método **CRYOALFA® Contact** se enfría un cabezal de contacto de paladio/oro (diámetro 3, 5 o 7 mm) con óxido nitroso ( $N_2O$ ) y se presiona sobre la zona a tratar.

Este procedimiento permite un tratamiento preciso de las zonas de piel afectadas sólo sobre la superficie que entre en contacto con el aplicador, sin dañar el tejido sano circundante.

[WWW.SURGICALL.ES](http://WWW.SURGICALL.ES)



982 049 136



[info@surgicall.es](mailto:info@surgicall.es)

Amplia gama de aplicadores  
para las diferentes aplicaciones  
de los dispositivos **CRYOALFA**<sup>®</sup>

Aplicadores ginecológicos  
para **Liquid Freezing**<sup>®</sup>

Punta de vidrio de 4 mm de diámetro  
y 5, 9 y 13 cm de largo



Aplicador dental 45°

Punta de vidrio de 4 mm de diámetro  
y 8 cm de largo



Aplicadores para **Liquid Freezing**<sup>®</sup>

Punta de vidrio de 1, 2, 3 y 4 mm de diámetro  
y 22 mm de largo



Aplicadores por **Contacto**

Superficie de contacto Ø 3, 5 y 7 mm



## Dispositivos SUPER

**Liquid Freezing**<sup>®</sup>

Cabeza fija, no intercambiable

**Congelación por  
Contacto**

Cabeza fija, no intercambiable



## Dispositivos LUX

**Liquid Freezing**<sup>®</sup>

Cabeza intercambiable

**Congelación por  
Contacto**

Cabeza intercambiable



## Cartuchos para los Mod LUX y SUPER

Con válvula, 16 gr y 25 gr



WWW.SURGICALL.ES

982 049 136 info@surgicall.es