

Corta-Anillos Eléctrico GEM II

FUNCIONA CON
4 BATERÍAS
ALCALINAS AA



Distribuidor exclusivo

SURGICALL

Tfno: 982 049 136

info@surgicall.es

✓ LIGERO, MUY MANEJABLE

Uso fácil y rápido (incluso con una sola mano)

✓ NO NECESITA CABLES

Por su portabilidad es ideal para su uso por equipos de rescate en accidentes y emergencias, así como por los servicios de urgencias en hospitales.

✓ PERMITE CORTAR SIN ESFUERZO CUALQUIER MATERIAL

(Desde plástico hasta anillos de titanio de hasta 20 mm de ancho y 5 mm de profundidad)

EQUIPAMIENTO DEL CORTA ANILLOS:

DISCO DE DIAMANTE

Para cortar metales duros como el acero y el platino, así como metales ultra-duros que actualmente se emplean en joyería como el tungsteno, el titanio y el acero inoxidable.

DISCO DE CARBURO DE SILICIO

Para cortar metales blandos como el oro, la plata, el latón y el cobre.

Conozca nuestros productos y amplíe información en

WWW.SURGICALL.ES/CORTA-ANILLOS-ELECTRICO

Corta-Anillos Eléctrico GEM II



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Motor Re 280/3 | Peso del rodamiento seco: | 44 g |
| | Peso de la pieza de mano: | 127 g |
| | Fuente de alimentación: | 6 volt DC (4 baterías AA) |
| | Velocidad sin carga: | 3 v 8,800 rpm 6 v 16,000 rpm |
| | Par motor: | 3 v 63 gcm 6 v 120 gcm |
| | Par de calado: | 3 v 126 gcm 6 v 240 gcm |
| | Presión de sonido: | 61.08 dB (A) |
| | Potencia de sonido: | 73.58 dB (A) |
| | Niveles de vibración: | 3.2 m/s ² |

**CORTA TODO TIPO DE MATERIALES, INCLUSO METALES EXTREMADAMENTE DUROS:
ACERO INOX, TITANIO, TUNGSTENO, PLATINO, ETC**



CONTENIDO DEL PACK



MÁS INFORMACIÓN Y PEDIDOS EN: INFO@SURGICALL.ES