

HISTEROSCOPIA

PINZAS Y TIJERAS PARA BIOPSIA

SURGICALL



**TIJERAS
PUNTIAGUDAS**



**TIJERAS
PUNTAS ROMAS**



**PINZAS DE AGARRE
COPA DENTADA**



**SACABOCADOS
PARA
BIOPSIA**

**PINZAS
COCODRILO PARA
HISTEROSCOPIAS**



**PINZAS COPA
CORTANTE PARA
BIOPSIAS**



**PINZAS
COPA
CORTANTE
Y DENTADA**



**PINZAS
DE AGARRE
PARA EXTRACCION
DE PIEDRAS**

DESMTABLE ESTÁNDAR - DESMTABLE CON CANAL DE LIMPIEZA

WWW.SURGICALL.ES

EXCELENTES CUALIDADES



Fabricación alemana:
Garantía de calidad

Importante ahorro en los costes:
Hasta un 60% menos


Totalmente desmontable:
Permitiendo así un reprocesado eficaz

Insertos reposicionables fácilmente:
Para mejorar su manejo, adaptando la posición que resulte más cómoda

FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE EN **3** SENCILLOS PASOS



Desenroscar el tornillo del mango



Desenroscar la tuerca que sujeta el inserto



Extraer el inserto

**STOCK PERMANENTE DE INSERTOS
PARA TODOS LOS MODELOS**

Evitando tiempos de espera por reparaciones

INSERTOS MÁS ECONÓMICOS QUE LAS REPARACIONES

SURGICALL



982 049 136



info@surgicall.es

WWW.SURGICALL.ES